

Manual de Instruções Reh@Store

Administrador

Version 4.3.4

Ivan Teixeira September 6, 2021

Contents

1	Introdução	2
2	Dados coletados	2
3	Compatibilidade	3
4	Aplicação4.1 Instalação4.2 Atualização4.3 Desinstalação	6
5	Conta 5.1 Criação	12 12 12 13


1 Introdução

A Reh@Store é um sistema de distribuição de software e coleção de dados. Através da mesma será possivel instalar, atualizar e desinstalar novas aplicações.

2 Dados coletados

O seu nome de utilizador, primeiro e ultimo nome, email, data de nascimento, idioma e palavra passe são guardados nos servidores da Reh@Store a fim de poder fornecer os serviços prestados pela Reh@Store. Além dos dados anteriores, é também coletado quando usa termina de usar as aplicações que instalou através da Reh@Store. É também coletado os erros ocorridos nas aplicações que instalou através da Reh@Store e outras informações fornecidas pela aplicação à Reh@Store.

Os dados das aplicações são salvaguardados para a cloud da Reh@Store, a fim de evitar que possua perdas de dados.



Os dados pessoais poderão ser consultados através da aplicação. O idioma da interface da aplicação, o seu primeiro e ultimo nome, email e palavra passe poderão ser editados a qualquer momento através da aplicação.

3 Compatibilidade


Antes de instalar a Reh@Store no seu dispositivo, certifique-se de que o mesmo é compatível com esta plataforma. Esta versão da Reh@Store apenas é compatível com os sistemas operativos:

- Windows 10 x32
- Windows 10 x64
- Windows 7 x32
- Windows 7 x64


4 Aplicação

4.1 Instalação


Para instalar a Reh@Store no seu dispositivo, deverá dirigir-se ao website oficial da Reh@Store, https://rehstore.m-iti.org.



De seguida, clique no texto "Download" que está à frente da versão do sistema operativo do seu dispositivo. Deverá começar de seguida a descarregar um ficheiro que será responsável por descarregar o instalador da Reh@Store. Depois de descarregado, deverá clicar duas vezes no ficheiro descarregado de modo a executar o mesmo. Deverá aparecer a seguinte janela no seu dispositivo:



Deverá clicar "Seguinte". Depois será perguntado onde deseja instalar a Reh@Store. Deverá então clicar apenas em "Instalar". Quando a instalação terminar, o instalador irá informar que a instalação terminou:




Deverá clicar em "Terminar".

4.2 Atualização

A Reh@Store é actualizada cada vez que a mesma é iniciada. Se pretende verificar se usa a versão mais recente, deverá reiniciar a mesma. Caso a Reh@Store não esteja a ser executada, iniciar a mesma será suficiente. Para reiniciar a Reh@Store, deverá posicionar o rato em cima do ícone da Reh@Store situado na barra de tarefas do seu dispositivo, clicar sobre o mesmo com o lado direito do rato, e clicar em seguida em sair.




Ou então



Depois, clique com o botão direito do rato sobre o ícone. Deverá aparecer em cima do ícone o seguinte menu;



Clique em "Sair". Isto irá fechar a Reh@Store. Depois de fechado, deverá iniciar novamente a Reh@Store ao clicar no ícone criado no ambiente de trabalho do seu dispositivo ou então na lista de aplicações do seu dispositivo.



Ao iniciar a Reh@Store, irá aparecer a seguinte mensagem:



Caso exista alguma versão mais recente, a Reh@Store irá atualizar-se de forma autónoma, caso contrário irá pedir para introduzir as suas credenciais de acesso à Reh@Store. No seu caso, o nome de utilizador será "cspsaobento" (sem aspas) e a palavra passe, caso não a tenha alterado, será "1jlOl8y6Neszjh3MP2NI" (sem aspas).




Se anteriormente possuía a sua sessão iniciada, em vez de pedir para introduzir as suas credenciais a Reh@Store irá levá-lo diretamente para o menu inicial.



4.3 Desinstalação

Caso pretenda desinstalar a Reh@Store, deverá se dirigir ao painel de controlo do seu dispositivo.


Windows 10 / 7 Caso o seu dispositivo possua o sistema operativo Windows 10 ou Windows 7, deverá se dirigir ao "Painel de Controlo", clicar no ícone da Reh@Store, e de seguida clicar em "Desinstalar".



5 Conta


5.1 Criação

Deverá registar a sua conta no link https://rehstore.m-iti.org/admin.



Após o registo, deverá validar o email da conta recém criada através do link fornecido via email.

5.2 Editar



O administrador poderá a qualquer momento editar os dados pessoais de uma determinada conta através do painel administrador situado no link https://rehstore.m-iti.org/admin. Caso o email seja editado através deste painel, o mesmo deverá ser confirmado através do link fornecido via email.

5.3 Remoção

Para remover um utilizador da Reh@Store e todos os seus dados relativos, deverá:

- 1. Remover todos os grupos de um determinado utilizador;
- 2. Eliminar todos os softwares publicados pelo utilizador, caso existam;
- 3. Eliminar a pasta da cloud que contém os dados que vieram da execução dos softwares pelo utilizador;
- 4. Remover a conta do utilizador;

Embora os dados sejam eliminados do sistema de backup em cloud, o sistema de versionamento mantém o registo dos ficheiros criados, editados e eliminados. Esses dados não poderão ser eliminados.